

 UNIVET



Lupas

UNIVET IBERIA

Lupas

Sistemas de aumento

En Univet, ofrecemos una selección versátil de lupas adaptadas para satisfacer las necesidades específicas de los profesionales. Cada modelo está diseñado para proporcionar el equilibrio perfecto entre aumento, comodidad y estilo, garantizando un rendimiento excepcional sin compromisos.



LOOK & COOL

Marca: Univet



Look & Cool interpretan el inconfundible estilo de Univet: el nailon barnizado a mano combinado con inserciones metálicas hacen que cada pieza sea ligera y exclusiva. Las gafas se vuelven elegantes, tanto para hombres como para mujeres, un objeto para lucir, cómodo, funcional y de la más alta calidad.

Aumento	 Galilean	 Prismatic	 Ergo Advanced
2.0X	•		
2.5X	•		
3.0X	•		
3.5X			
4.0X			
4.5X			
5.0X			
5.7X			

Colores de la montura 

Ruby
Emerald



Marca: Univet




Líneas suaves y sinuosas que evocan estilos del pasado, reinterpretándolos con el uso de materiales modernos y acabados exclusivos. Un estilo transversal a la moda y que perdura en el tiempo.

Aumento	 Galilean	 Prismatic	 Ergo Advanced
2.0 X	•		
2.5 X	•		
3.0 X	•		
3.5 X	•	•	•
4.0 X		•	
4.5 X			•
5.0 X		•	
5.7 X			•

Colores de la montura 

Endura Brown
Midnight Blue
Green Vespa
Black Edition





DESIGN
AWARD
WINNER
2023



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2018



DESIGN
AWARD
2017



reddot winner 2016



Marca: Univet



Las lupas ONE son únicas por su ligereza y resistencia, se distinguen por su tradicional y refinado diseño UNIVET. Las lupas ONE ayudan a desempeñar todas las actividades dedicadas con armoniosa eficacia y, además, se pueden integrar con una banda ajustable de serie y una junta extraíble para garantizar la máxima protección ocular.

Aumento	 Galilean	 Prismatic	 Ergo Advanced
2.0X	•		
2.5X	•		
3.0X	•		
3.5X	•	•	•
4.0X		•	
4.5X			•
5.0X		•	
5.7X			•

Colores de la montura



Desert Sage

Black Edition



TECHNE

Marca: Univet



El dinamismo de las líneas envolventes y deportivas, junto con la forma innovadora y su extrema levedad, son una garantía de comodidad absoluta. Las gafas de esta línea se adaptan a la perfección al rostro y tienen un peso reducido que mejora el rendimiento. También disponible en la versión Techné RX, un proyecto óptico especialmente diseñado para las personas que necesitan lentes correctivas.

Aumento	 Galilean	 Prismatic	 Ergo Advanced
2.0 X	•		
2.5 X	•		
3.0 X	•		
3.5 X	•	•	•
4.0 X		•	
4.5 X			•
5.0 X		•	
5.7 X			•

Colores de la montura



Black Green
White Red
White Pink
Black Edition



VINKEP

Marca: Optergo



Los telescopios keplerianos de las lupas Optergo VinKep proporcionan un gran aumento y un amplio campo de visión, junto con una imagen exacta de borde a borde. Gracias a su diseño innovador y la elección de materiales, se han evitado los problemas usuales de tamaño, peso y ergonomía que presentan las lupas keplerianas tradicionales. La estructura de las lupas, de inclinación hacia abajo, permite una visibilidad general sin obstrucciones.

Aumento	Kepler Prismatic
2.0X	
2.5X	
3.0X	
3.5X	•
4.0X	
4.5X	•
5.0X	
5.5X	•

Colores de la montura

Gris
Negro

Colores de los terminales

Black
Blue
Fuchsia
Orange
Petrol



EOS WIRELESS

Marca: Univet



EOS Wireless resulta de la combinación de la ausencia total de cables con la potencia, la levedad y la duración de la batería. La nueva fuente de luz equipada con tecnología avanzada de reconocimiento de gestos de la mano.

Características

Conformidad con la luz azul
Temperatura de color: 5700 K
Brillo: 38000 lux
Vida útil de la batería: 140 min
Peso del foco: 36 g

Accesorios incluidos

2 Baterías
Cargador de batería
Adaptador magnético universal
Filtro UV 525 nm

Forma de luz 

7,5 Ø (cm)

Monturas compatibles

Todas



Control Aséptico



Control Táctil

LYNX PRO

Marca: Univet



LYNX PRO propone un nuevo estándar de iluminación profesional. LYNX PRO facilita una iluminación precisa y un enfoque perfecto para pequeños detalles. El modelo puede ser controlado de forma remota a través de la aplicación Univet Connect para mayor comodidad y fiabilidad, permitiendo un uso fiable y sin contacto.

Características

Control por voz ALEXA
Conformidad con la luz azul
Temperatura de color: 5700 K
Brillo: 50000 lux
Vida útil de la batería: 40 horas/9 horas a plena potencia
Peso del foco: 15 g

Accesorios incluidos

Adaptador magnético universal
Filtro UV 525 nm

Forma de luz 

8,3 Ø (cm)

Monturas compatibles

Todas



Control Remoto



CRI 90

CURV LIGHT PRO

Marca: Optergo



Luz LED quirúrgica de alta intensidad. El cuerpo de la cabeza del LED es fabricado en aluminio cepillado y con acoplamiento magnético para el cable. Incluye un filtro naranja magnético para proteger de la manipulación de composites. Dispone de 5 niveles de intensidad y permite el cambio de batería de forma independiente.

Características

Temperatura de color: 5500 K
Brillo: 112000 lux
Vida útil de la batería: 13 horas
Peso del foco: 10 g

Forma de luz

9,5 Ø (cm)

Monturas compatibles

Todas

ADDX

Marca: Optergo



Disfruta de lo mejor de ambos mundos con el amplificador de aumento AddX, el accesorio perfecto para mejorar tu sistema de lupas VinKep. Diseñado para aumentar tu magnificación en un 50%, AddX te ofrece la flexibilidad de alternar entre vistas estándar y mejoradas, asegurando el nivel de detalle adecuado para cada tarea.

Aumento

AddX

2.0 X

2.5 X

3.0 X

3.5 X

4.0 X

4.5 X

5.0 X

5.5 X

6 X

8 X

9 X

Monturas compatibles

Optergo Vinkep



UNIVET IBERIA

iberia@univetloupes.com

+34 677 17 32 85